



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Rifornimento per MEDIBAG 1 alimentare	Codice: FH1219	FH12 ATTR. MEDICO-SANITARIE ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO
--	-----------------------	---

Descrizione

Rifornimento per Medibag 1. Il contenuto deve essere utilizzato nell'ambito del sistema HACCP.

Contenuto:

- n.1 Pacco di ditali In lattice taglia L, 10 pezzi
- n.1 Ice Pack Ghiaccio Istantaneo
- n.1 Laccio emostatico piatto in nitrile
- n.1 Tampobenda 100x120 mm sterile
- n.1 Benda elastica 4 X 8 cm DIN 61634
- n.1 Rocchetto di Plastosan TNT 5 m X 2,5 Cm
- n.1 Soluzione Fisiologica 100 ml CE
- n.1 Forbici Lister cm 14,5 DIN
- n.1 Confezione 100 cerotti rilevabili al metal detector blu assortiti
- n.1 Telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136
- n. 5 Preparato 3,5 G Gel per ustioni sterile
- n. 5 Salviette disinfettanti PMC
- n. 6 Garze 18x40 Sterili Singole

Il contenuto del rifornimento della valigetta non risponde al Decreto Ministeriale n. 3884 del 1981. I contenuti possono essere utilizzati nell'ambito del sistema HACCP.



Categoria	Colore	<p>Öa] [} ääæÁ/æ æ</p> <p>Su produzione: U A magazzino:</p>
<p>Û~ æ çæ/Öæç } ^</p> <p style="text-align: center;">1</p>	Rispondenza alle Norme Europee	<p>Avvertenze</p> <p>Per aziende che operano nel settore alimentare e della ristorazione, contenuto studiato per essere immediatamente rintracciabile nel caso di contatto accidentale e di contaminazione degli alimenti. Prodotti rilevabili al metal detector. Il contenuto prevede prodotti specifici per le scottature e le ustioni.</p>
Destrezza		Manutenzione